

# SLIMTONIC

By **Ciber-Tek**  
High-tech in Estetica Professionale



## 2 PROTOCOLLI DI LAVORO

### Definizione muscolare.

Per sportivi che vogliono aumentare e mantenere una perfetta forma fisica.

### Modellamento del corpo.

Aumento della massa muscolare e diminuzione di quella grassa

## APPARECCHIATURA NON OPERATORE DIPENDENTE

### Apparecchiatura non operatore dipendente.

Una volta inseriti i due manipoli sulle zone scelte si può uscire dalla cabina.

## 2 MANIPOLI CHE LAVORANO CONTEMPORANEAMENTE

## FINORA QUESTO ASPETTO VENIVA DELEGATO ALLE PALESTRE!

SLIMTONIC si basa su correnti elettromagnetiche che hanno la capacità di indurre contrazioni muscolari sovramassimali.

La stimolazione della massa muscolare permette alle miofibrille (componenti all'interno del muscolo che, insieme ad altre, se stimolate, aiutano l'aumento del muscolo) di crescere notevolmente.

La contrazione dei muscoli aumenta notevolmente la reazione metabolica di base aiutando la degradazione del grasso. Si ottiene dunque così un doppio risultato: aumento della massa muscolare, diminuzione della massa grassa.

Studi eseguiti mostrano come un ciclo di trattamenti di 30 minuti è equiparabile, se non migliore, a 20.000 addominali.

Definizione  
muscolo

Un valido aiuto per donne e uomini che vogliono aumentare la loro massa muscolare.

Push Up  
glutei

Senza chirurgia e senza lifting per un sollevamento dei glutei.

Brucia  
grassi

Modellamento del corpo di gambe, addome, glutei, braccia.

Distribuito da:

**Ciber-Tek**  
High-tech in Estetica Professionale

Via Nicolò Riccio 53/A - 91100 TRAPANI (TP) Tel.0923 - 1986240 - [www.cibertek.it](http://www.cibertek.it)

# SLIMTONIC

By **Ciber-Tek**  
High-tech in Estetica Professionale


**2 MANIPOLI CHE  
LAVORANO  
CONTEMPORANEAMENTE**



Le contrazioni volontarie aumentano la domanda di energia dalle cellule di grasso. L'adrenalina rilasciata segnala alle cellule adipose di iniziare la lipolisi. Il grasso immagazzinato sotto forma di trigliceridi è così decomposto in acidi grassi liberi e glicerolo, entrambi utilizzati come fonti di energia.

Le contrazioni sopramassimali intense aiutano il rilascio di adrenalina che innesca così un effetto a cascata che porta alla lipolisi delle cellule adipose aumentando così gli acidi grassi liberi (solitamente presenti in chi fa diete povere di zuccheri o negli sportivi professionisti).

Questo surplus di acidi grassi liberi induce il ciclo di apoptosi causando la morte delle cellule adipocitarie la cui eliminazione avverrà tramite i noti meccanismi di smaltimento del sistema linfatico.




Distribuito da:

**Ciber-Tek**  
High-tech in Estetica Professionale

Via Nicolò Riccio 53/A - 91100 TRAPANI (TP) Tel.0923 - 1986240 - [www.cibertek.it](http://www.cibertek.it)

# SLIMTONIC

By  **Ciber-Tek**  
High-tech in Estetica Professionale



## PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO



### Specifiche tecniche

Display	10.4 Touch screen
Manipoli	Fornito con 2 manipoli, possono lavorare contemporaneamente.
Sistema di raffreddamento	6 ventole.
Contrazioni	Massimo 20.000
Voltaggio	110V - 240V
Potenza	3000 Watts
Larghezza di impulso	300µs



**Peso** - PORTATILE

Peso netto

Peso lordo

Distribuito da:

 **Ciber-Tek**  
High-tech in Estetica Professionale

Via Nicolò Riccio 53/A - 91100 TRAPANI (TP) Tel.0923 - 1986240 - [www.cibertek.it](http://www.cibertek.it)